

AED defibrilátor Progetti RESCUE SAM 4.0

Defibrilátor Rescue SAM 4.0 je externí defibrilátor s jednoduchým designem a eliminací rušivých vlivů vytvořený k podání první pomoci od nezkušených záchranářů.

Vyniká SW pro kontinuální záznam EKG signálu i během nabíjení mezi výboji a algoritmy pro bezpečné provedení výboje. První pomoc je podporována jednoduchými **hlasovými pokyny a světelnými indikacemi**.

Technické parametry:

- Poloautomatický režim
- Hlasové pokyny v **češtině** a optické ukazatele
- Bifázický výboj o energii **200 J** pro dospělého pacienta (< 8 s), **50 J** pro dětského pacienta
- Detekce kardiostimulátoru a odstranění jeho artefaktů
- SW pro kontinuální záznam
- Měření EKG a tepové frekvence v intervalu 20–300 tep/min.
- Paměť až pro 16 hod. záznamu EKG
- Kontrola připojení elektrod
- Připojení: USB, Bluetooth
- Kontrolní systém, který periodicky optimalizuje funkce přístroje
- Samotesty: po vložení baterie, denní, týdenní, měsíční
- Rozměry: 25 x 26 x 8 cm
- Hmotnost: 2,2 kg
- Baterie: LiMnO₂, 12 V, 4650 mAh
- Výdrž baterie až 20 hodin (nebo až 200 výbojů o energii 200 J)



Standardní set obsahuje AED defibrilátor, jednorázovou baterii, jednorázové elektrody pro dospělé a uživatelský manuál.

Možnosti rozšíření setu:

- Baterie
- Brašna
- Nástěnná skříň
- Dospělé/dětské elektrody

